

SEQUENZA VESTIZIONE DPI CON CAMICE

					
1. Prepara tutti i DPI su un ripiano pulito; ricopri il piano con un telo in TNT	2. Prepara Amukina Spray e gel alcolico	3. Idratati	4. <u>Togli tutti i monili, gioielli, orologi</u>	5. Esegui accurata igiene mani con gel alcolico	6. Indossa cuffia ad elastico per contenere capelli
					
7. Indossa i calzari lunghi al ginocchio	8. Indossa il I° paio di guanti (guanti monouso in nitrile)	9. Indossa il camice impermeabile (DPI di classe III)	10. Copri completamente la schiena	11. Allaccia il camice sul retro a livello del collo; allaccia il camice in vita sul fianco	12. Indossa il grembiule monouso
					
13. Indossa il facciale filtrante FFP2	14. Fai aderire bene la barretta "stringinaso"	15. Effettua la prova di tenuta (vedi allegato 3/b)	16. Indossa il copricapo a mantellina	17. Indossa lo schermo facciale	18. Indossa il II° paio di guanti in nitrile con manichetta lunga coprendo l'intero avambraccio