

Ivrea, 24 marzo 2025

Informativa in merito all'impiego di Apparecchiatura a Risonanza Magnetica su mezzo mobile presso il P.O. di Casale Monferrato dell'ASL AL.

Avendo ricevuto comunicazione in merito al futuro impiego temporaneo di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica installata su mezzo mobile, in sostituzione dell'apparecchiatura a RM installata presso il P.O. di Casale Monferrato dell'ASL AL, segnalo a chi di competenza alcune indicazioni ed obblighi richiesti dal Decreto del 14 gennaio 2021 ai quali si dovrà ottemperare.

1. È responsabilità del Datore di Lavoro del sito ospitante (ASL AL), attraverso i propri Responsabili per la Sicurezza (dr. Giuseppe Antonio Minetti e dr. Luca Gastaldi), garantire che, nella sua integrazione con la struttura stessa, **l'approntamento di una apparecchiatura RM mobile risponda ai requisiti generali di garanzia della qualità e della sicurezza previste per le apparecchiature RM fisse.**
2. Deve necessariamente essere soddisfatta la condizione che **le linee isomagnetiche a 0.5 mT devano essere contenute all'interno del mezzo mobile**, almeno per le componenti orizzontali del campo magnetico.
3. È responsabilità del Datore di Lavoro del sito ospitante (ASL AL), attraverso i Responsabili per la Sicurezza (dr. Giuseppe Antonio Minetti e dr. Luca Gastaldi), sentiti i Responsabili per la Sicurezza dell'apparecchiatura RM mobile, **individuare la Zona ad Accesso Controllato.**
4. Il Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM (dr. Giuseppe Antonio Minetti) è tenuto a **stilare le procedure operative e ad individuare le tipologie di esami eseguibili.**
5. Per quanto riguarda il posizionamento del mezzo mobile:
 - a. Se sono presenti criogeni, il mezzo **non potrà essere allocato in aree sotterranee o completamente coperte.**
 - b. Non dovrà essere posizionato in un'area sotto la quale esistano ambienti accessibili.
 - c. Dovrà essere realizzata **una recinzione dell'area che non solo garantisca il rispetto della zona di rischio in tutte le direzioni, ma che tenga altresì conto della posizione sul mezzo mobile dell'uscita del tubo di quench**, garantendo quindi una debita distanza dalle zone accessibili di edifici attigui.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti.

L'Esperto Responsabile della Sicurezza in RM

(dr. Luca Gastaldi)

[Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate]